

Link do produktu: <https://reha24.pl/dansac-nova-1-foldup-worek-bez-823-15-p-796.html>



DANSAC Nova 1 FoldUp worek beż 823-15

Cena	14,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	01295
Producent	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Opis produktu

Worek stomijny 1-częściowy z systemem otwartym

Produkty z linii **Dansac Nova** zaprojektowane zostały tak, aby kompleksowo zabezpieczyć wszelkie potrzeby osób z wylonioną stomią. Poniżej przedstawiamy listę cech wspólnych dla wszystkich produktów występujących w linii **NOVA**.

Podwójna ochrona filtra

Filtr węglowy jest został zabezpieczony przed wilgocią kilkoma warstwami folii, dzięki czemu do filtra docierają wyłącznie gazy, a treść jelitowa pozostaje w worku i nie blokuje filtra. Dodatkowo filtr chroniony jest przed wilgocią przez teflonową membranę, dzięki której można brać prysznic bez obaw, że woda zakłóci prawidłową pracę filtra. Filtr prawidłowo działa również w nocy niezależnie od pozycji przyjmowanej w czasie snu.

Redukcja nieprzyjemnych odgłosów

Woreczki Dansac Nova zbudowane są ze specjalnie tłoczonej folii z pęcherzykami powietrza, dzięki której treść jelitowa nie przylega do ścianek worka. Eliminuje ona również odgłosy towarzyszące opróżnianiu się jelita. Delikatne i miękkie woreczki Dansac Nova zwiększają komfort i dyskrecję

Redukcja nieprzyjemnych zapachów

W workach Dansac Nova zastosowano w 100% aktywny dwuwarstwowy filtr węglowy, który oczyszcza gazy przed ich uwolnieniem z worka. To zapobiega wydostawaniu się przykrych zapachów na zewnątrz, a także tworzeniu się balona.

Bezpieczne przyleganie

Specjalna struktura płytki hydrokoloidowej, która jest grubsza w środku przy stomii i zwęża się ku brzegom powoduje, że jest ona giętka, dobrze zabezpiecza skórę wokół stomii, jest łatwa do przyklejenia i dzięki swej elastyczności bezpiecznie przylega do skóry. Odpowiednio dobrane składniki powodują, że płytka nie uczula i jest przyjazna dla skóry.

Wodoodporność

Worki Dansac Nova są pokryte specjalną wodoodporną fizeleiną, dlatego w sposób zupełnie bezpieczny można brać prysznic bez odrywania worka od skóry. Worek nawet po zamoczeniu pozostaje suchy, dlatego nie pozostawia mokrych plam na ubraniu. Dzięki swoim właściwościom fizelina również nie chłonie poty, co szczególnie cenne jest w upalne letnie dni.

- specjalna membrana pozwala na swobodne przedostawanie się oczyszczonych gazów na zewnątrz worka,
- w 100% aktywny filtr węglowy, niezwykle efektywny, posiadający wysoką pojemność absorbcyjną gazów,
- specjalna powłoka chroni filtr przed zapchaniem przez zawartość worka,
- przyjazna skórze hydrokoloidowa płytka bezpiecznie przylegająca do skóry,
- diamentowy kształt płytki i jej duża elastyczność pomagają skórze "oddychać" jednocześnie jej nie podrażniając,
- zamknięcie worka na rzep jest proste i higieniczne w użyciu
- **Pomarańczowa wypustka**

Łatwo zauważalna pomarańczowa wypustka z nieklejącym się języczkiem powoduje, że z płytki **można szybko i bezpiecznie odkleić folię zabezpieczającą**.

Po użyciu, płytkę prosto usunąć z ciała pociągając za pomarańczowy języczek

- **Otwór w płytce przesunięty do góry**

Otwór znajduje się w górnej części płytki, dzięki czemu worek po przyklejeniu układa się niżej na brzuchu, jest łatwiejszy do ukrycia i jednocześnie zyskuje na pojemności

• **Wodoodporna fizelina**

Płytką w systemie Dansac NovaLife znajduje się możliwie najbliżej górnej krawędzi worka. Nad płytką pozostaje niewielka powierzchnia worka, dzięki czemu worek może być mniejszy, bardziej dyskretny i nie załamuje się.

• **Owalny kształt płytki**

Owalny kształt powoduje, że płytka dopasowuje się do naturalnych zaokrągłeń ciała, łatwo jest ją dociąć i przykleić tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. W workach jednoczęściowych istnieje możliwość wycięcia owalnego otworu.

• **Niezwykłe wydajny filtr NovaLife**

Dzięki dwóm membranom, które chronią filtr przed zapchaniem zarówno od wewnątrz przed zawartością worka, jak i od zewnątrz przed wodą i innymi substancjami filtr osiąga wysoką wydajność. Ponadto dzięki dużej powierzchni znacznie wzrasta ilość filtrowanych gazów, co minimalizuje ryzyko tworzenia się balonu.

• **Płytką przymocowana do górnej krawędzi worka**

Płytką w systemie Dansac NovaLife znajduje się możliwie najbliżej górnej krawędzi worka. Nad płytką pozostaje niewielka powierzchnia worka, dzięki czemu worek może być mniejszy, bardziej dyskretny i nie załamuje się.

• **Bezpieczne przyleganie**

Wokół stomii płytka jest najgrubsza natomiast przy brzegu jest już bardzo cienka. Taka budowa gwarantuje bezpieczne klejenie się płytki i właściwe zaopatrzenie stomii.

• **Płytką przyjazna dla skóry**

Przyjazna dla skóry hydrokoloidowa płytką na bazie naturalnych składników jest przyjazna dla skóry, nie uczula i pozwala utrzymać skórę w dobrej kondycji.

• **Bezpieczne i elastyczne zapięcie**

W systemie dwuczęściowym płytka i worek łączą się za pomocą sprawdzonego bezpiecznego dwukolorowego zapięcia. Elastyczny pierścień ułatwia dopasowanie się płytki do kształtu ciała.

• **Łatwe otwieranie, proste czyszczenie**

Elastyczny pasek usztywniający wyjście worka umożliwia łatwe i higieniczne otwieranie i opróżnianie worka. Wystarczy lekko nacisnąć ujęcie z obu stron. Składane na 4 części zamknięcie, zapewnia szczelność worka.

Wygodne zamknięcie ułatwia również oczyszczenie końcówki worka na zewnątrz jak i wewnątrz.

• **Dyskretnie zamknięcie**

Zamknięcie jest dyskretnie i zlewa się z kształtem worka, dzięki czemu **noszenie worka jest jeszcze bardziej komfortowe i łatwiej go ukryć pod ubraniem.**

Występujące modele:.

	Regular	Mini	Maxi
Rozmiar płytki (mm)	220 x 100	225 x 95	225 x 125
	225 x 140	225 x 120	220 x 180

Wys. x szer. (mm)			
Pojemność (ml)	100	150	600
Średnica otworu (mm) kolor - nr katalogowy		15-50 do przycięcia do 50 mm@kolorowy: 825-15 przenośniczyty : 826-15	
	15-60 do przycięcia do 60 mm@kolorowy: 823-15, przenośniczyty : 826-15		
	15-60 do przycięcia do 60 mm@kolorowy: 823-20		
	15-60 do przycięcia do 60 mm@kolorowy: 823-25		
	15-60 do przycięcia do 60 mm@kolorowy: 823-30		
	15-60 do przycięcia do 60 mm@kolorowy: 823-35		
	15-60 do przycięcia do 60 mm@kolorowy: 823-40		
	15-60 do przycięcia do 60 mm@kolorowy: 823-45		
	15-90 do przycięcia do 90 mm@kolorowy: 823-50		15-90 do przycięcia do 90 mm@kolorowy: 825-15 przenośniczyty : 826-15