

Link do produktu: <https://reha24.pl/dansac-nova2-uro-worek-1218-55-p-2703.html>

DANSAC Nova2 URO worek 1218-55

Cena	12,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	04663
Producent	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Opis produktu

Worek urostomijny

Filtr węglowy został zabezpieczony przed wilgocią kilkoma warstwami folii, dzięki czemu do filtra docierają wyłącznie gazy, a treść jelitowa pozostaje w worku i nie blokuje filtra.

Dodatkowo filtr chroniony jest przed wilgocią przez teflonową membranę, dzięki której można brać prysznic bez obaw, że woda zakłóci prawidłową pracę filtra. Filtr prawidłowo działa również w nocy niezależnie od pozycji przyjmowanej w czasie snu.

- wodoodporna fizelina,
- bezpieczny i prosty w użyciu kranik do opróżniania worka,
- specjalna budowa worka zabezpieczająca przed cofaniem się moczu,
- przyjazna skórze hydrokoloidowa płytka bezpiecznie przylegająca do skóry,
- diamentowy kształt płytki i jej duża elastyczność pomagają skórze "oddychać" jednocześnie jej nie podrażniając,
- bezpieczne i proste podłączenie do worka do nocnej zbiórki moczu.

• Pomarańczowa wypustka

Łatwo zauważalna pomarańczowa wypustka z nieklejącym się języczkiem powoduje, że z płytki można szybko i bezpiecznie odkleić folię zabezpieczającą.

Po użyciu, płytkę prosto usunąć z ciała pociągając za pomarańczowy języczek

• Otwór w płytce przesunięty do góry

Otwór znajduje się w górnej części płytki, dzięki czemu worek po przyklejeniu układu się niżej na brzuchu, jest łatwiejszy do ukrycia i jednocześnie zyskuje na pojemności

• Wodoodporna fizelina

Płytką w systemie Dansac NovaLife znajduje się możliwie najbliżej górnej krawędzi worka. Nad płytką pozostaje niewielka powierzchnia worka, dzięki czemu worek może być mniejszy, bardziej dyskretny i nie załamuje się.

• Owalny kształt płytki

Owalny kształt powoduje, że płytka dopasowuje się do naturalnych zaokrągłości ciała, łatwo jest ją dociąć i przykleić tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. W workach jednoczęściowych istnieje możliwość wycięcia owalnego otworu.

• Niezwykłe wydajny filtr NovaLife

Dzięki dwóm membranom, które chronią filtr przed zapchaniem zarówno od wewnątrz przed zawartością worka, jak i od zewnątrz przed wodą i innymi substancjami filtr osiąga wysoką wydajność. Ponadto dzięki dużej powierzchni znacznie wzrasta ilość filtrowanych gazów, co minimalizuje ryzyko tworzenia się balonu.

- **Płytką przymocowana do górnej krawędzi worka**

Płytką w systemie Dansac NovaLife znajduje się możliwie najbliżej górnej krawędzi worka. Nad płytką pozostaje niewielka powierzchnia worka, dzięki czemu **worek może być mniejszy, bardziej dyskretny i nie załamuje się.**

- **Bezpieczne przyleganie**

Wokół stomii płytka jest najgrubsza natomiast przy brzegu jest już bardzo cienka. Taka budowa gwarantuje bezpieczne klejenie się płytki i właściwe zaopatrzenie stomii.

- **Płytką przyjazna dla skóry**

Przyjazna dla skóry hydrokoloidowa **płytką na bazie naturalnych składników jest przyjazna dla skóry, nie uczula i pozwala utrzymać skórę w dobrej kondycji.**

- **Bezpieczne i elastyczne zapięcie**

W systemie dwuczęściowym płytka i worek łączą się za pomocą sprawdzonego bezpiecznego dwukolorowego zapięcia. Elastyczny **pierścień ułatwia dopasowanie się płytki do kształtu ciała.**

- **Łatwe otwieranie, proste czyszczenie**

Elastyczny pasek usztywniający wyjście worka **umożliwia łatwe i higieniczne otwieranie i opróżnianie worka.** Wystarczy lekko nacisnąć ujęcie z obu stron. Składane na 4 części zamknięcie, zapewnia szczelność worka.

Wygodne zamknięcie ułatwia również oczyszczenie końcówki worka na zewnątrz jak i wewnątrz.

- **Dyskretnie zamknięcie**

Zamknięcie jest dyskretne i zlewa się z kształtem worka, dzięki czemu **noszenie worka jest jeszcze bardziej komfortowe i łatwiej go ukryć pod ubraniem.**

Występujące wymiary:

Wysokość x szerokość (mm)	245 x 150
Pojemność (ml)	330
Średnica pierścienia (mm)	36
kolor- nr katalogowy	
	43
	55