

Link do produktu: <https://reha24.pl/aries-rajstopy-360-2k-kolor-9999-czarny-p-5836.html>



ARIES rajstopy 360 (2K) kolor 9999 czarny

Cena	197,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25901
Producent	ARIES POLSKA Sp. z o. o.

Opis produktu

Rajstopy przeciwżylakowe ze srebrem antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym AVICENUM 360 to produkt zdrowotny drugiej klasy kompresji, który wspomaga prawidłowe działanie zastawek żylnych, stabilizuje krążenie krwi i jest niezastąpionym elementem terapii uciskowej. Prawidłowe działanie wyrobów Avicenum 360 jest kontrolowane i certyfikowane przez prestiżowy niemiecki instytut Hohenstein.

Wszystkie warianty Avicenum 360 spełniają wszelkie wymagania przeciwżylakowej terapii kompresyjnej. Ciśnienie w okolicy kostek dla tych wyrobów wynosi 23 – 32 mmHg i obniża się w górę.

To dobroczynne działanie produktu wzmacnia dodatkowo apretura antybakteryjna i przeciwgrzybicza **Sanitized Silver**, która:

- zawiera aktywne jony srebra, przez co zapobiega rozmnażaniu się mikroorganizmów (pleśni i bakterii); Jony te przenikają przez ścianę komórkową mikroorganizmów i ograniczają dostęp tlenu i substancji odżywczych. W ten sposób skutecznie zapobiegają ich rozmnażaniu się oraz powstawaniu kolonii, które są często odporne na zwykły cykl prania. Jednocześnie produkty nie zawierają potencjalnie problematycznego nanosrebra.
- zwiększa higieniczność i trwałość wyrobu
- działa jak dezodorant: zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i uprzyjemnia codzienne noszenie pończoch

Właściwości:

Grubość: 360 DEN Lycra

Skład 60 % Nylon, 40 % Lycra

Ucisk w okolicach kostki 23 - 32 mmHg

Terapia kompresyjna z pomocą wyrobów **II. klasy kompresyjnej** jest dla pacjentów z dolegliwościami żylnymi niezastąpioną metodą leczniczą.

Wszystkie warianty **Avicenum 360** spełniają wszelkie wymagania terapii kompresyjnej. Ciśnienie w okolicy kostek dla tych wyrobów wynosi 23 – 32 mmHg.

- W przypadku niewydolności żylny słabnie ścianka żyły, pogarsza się funkcjonowanie zastawek żylnych i żyły rozszerzają się.
- Opadający gradient ciśnienia na wyrobach II. klasy kompresyjnej pomaga we wspieraniu prawidłowego funkcjonowania zastawek żylnych i stabilizuje krążenie krwi.

Zapytaj o dostępne rozmiary!